

Einkanalpumpenköpfe SP quick für Pumpenantriebe Hei-FLOW

- Einfacher und schneller Schlauchwechsel
- Pulsationsarm durch 5 Rollen
- Abgedichtetes Kugellager
- Rollen und Rollenträger aus Edelstahl
- Für Schlauchwandstärke (SWS) 1,6 mm oder 2,5 mm
- Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Fördermengen von 0,38 bis 3436 ml/min

Max. Förderleistung: 3436 ml/min
Anzahl Kanäle: 1

Typ	Min. Förderleistung ml/min	Wandstärke Schlauch mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
SP quick	0,38	1,6	1	9.829 250
SP quick	0,38	2,5	1	9.829 251

Alternativen:
Einkanalpumpenköpfe SP vario für Pumpenantriebe Hei-FLOW
Einkanalpumpenköpfe SP standard für Pumpenantriebe Hei-FLOW