

Membran-Vakuumpumpe VACSTAR lite

Endvakuum: 9 mbar
Anzahl Stufen: 2
Anschluss saugseitig: DN 8
Anschluss druckseitig: DN 8
Geräuschpegel: 54 db(A)
Abmessungen (BxTxH): 115 x 280 x 292 mm
Gewicht: 8,5 kg
Nennleistung: 120 W
Stromversorgung: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP): IP 20

Typ	Förderleistung m ³ /h	Min. zulässige Umgebungstemp. °C	Max. zulässige Umgebungstemp. °C	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
VACSTAR lite	1	5	40	115	280	292
VACSTAR lite	1	5	40	115	280	292
VACSTAR lite	1	5	40	115	280	292

Zubehör:
Vakuumcontroller VC 10 lite
Vakuumcontroller VC 10 pro
Laborgerätesoftware Labworldsoft® 6 Pro
Laborsoftware labworldsoft® 6 Lite