

Dewargefäß;e GSS, zylindrische Form, Edelstahl, mit seitlichem Griff und

Für das Kühlen und Lagern von temperaturempfindlichen Stoffen z.B. mit Trockeneis (CO₂). Zylindrische Form. GSS 500 ohne Tragebügel.

Stopfen bitte separat bestellen.

Typ	Nennvolumen ml	Ø innen mm	Höhe innen mm	Abmessungen innen (ØxH)	Ø außen mm	Höhe außen mm	Abmessungen außen (ØxH)
GSS 500	500	65	180	65 x 180 mm	80	200	80 x 200 mm
GSS 1000	1000	85	206	85 x 206 mm	100	225	100 x 225 mm
GSS 1000 W	1000	100	156	100 x 156 mm	114	178	114 x 178 mm
GSS 2000	2000	100	285	100 x 285 mm	114	305	114 x 305 mm
GSS 3000	3000	184	160	184 x 160 mm	200	190	200 x 190 mm
GSS 6000	6000	184	270	184 x 270 mm	200	300	200 x 300 mm

Zubehör:
Stopfen für DewargefäÙe GSS/DSS

Alternativen:
DewargefäÙe DSS, zylindrische Form, Edelstahl, mit Tragebügel