

Präzisionspinzetten, austauschbare Spitze

Spitzen aus Kunststoff-Typ CF (Kohlefaser), Griffe aus antimagnetischem
süßsaurem beständigem Edelstahl. Für Laboranwendungen in
mäßig aggressiven chemischen Umgebungen.

Länge: 130 mm
Material: Edelstahl

Ausführung	Spitzenform	Menge pro VE	Bestell Nr.
gerade	spitz	1	6.266 878
gerade	sehr spitz	1	6.266 879
gerade	flach-abgerundet	1	6.272 049
gebogen	sehr fein	1	6.272 050

Zubehör:
Ersatzspitzenset für Präzisionspinzetten

Alternativen:
Pinzetten, Edelstahl
Laborpinzetten