

# K&uml;lte-Umw&uml;lzthermostat CORIO&trade; CP-450F

Volumen Bad:	3 ... 4 l
Material Bad:	Edelstahl
Temperatur:	-30 ... 200 &deg;C
Temperaturkonstanz:	&plusmn;0,03 °C
Max. Förderleistung:	27 l/min
Max. Förderdruck:	0,7 bar
Anzeigeart:	LED
Mit Deckel:	Ja
Kälteleistung bei 20 °C:	0,44 kW
Heizleistung:	2 kW
Öffnung (BxT):	130 x 150 mm
Badtiefe:	150 mm
Abmessung außen (BxTxH):	230 x 400 x 650 mm
Stromversorgung:	200 ... 230 V, 50/60 Hz
Gewicht:	25,6 kg
Schutzart (IP):	IP 21

Typ	Min. Volumen Bad l	Max. Volumen Bad l	Min. Temperatur °C	Max. Temperatur °C	Mit Timer	Kältemittel	Breite öffnung mm
CP-450F	3	4	-30	200	Ja	R449A	130
CP-450F	3	4	-30	200	Ja	R290	130
CP-450F	3	4	-30	200	Ja	R290	130

Zubehör:  
Schlauchisolierungen für Kälte- und Wärme-Umwälzthermostate  
Teleskopbrücken für Wärme- und Kältethermostate  
Temperierschläuche, Edelstahl 1.4404, 1-fach isoliert  
Temperierschläuche, Edelstahl 1.4404, 3-fach isoliert  
ProfiNet Interface  
Testglaseinsätze für Wärme- und Kältethermostate MAGIO™/DYNEO™/CORIO™  
Wasserbad-Schutzmittel Aqua Stabil  
Temperierflüssigkeiten

Alternativen:  
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-200F  
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-201F  
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-300F  
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-310F  
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-449F  
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-600F  
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-601F  
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-800F  
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-1200F  
Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-1201F