

# Mini Lichtbox

Mit geringem Platzbedarf. Das Sichtfeld eignet sich perfekt zum schnellen Sichten von 96-well Platten, Petrischalen, Elektrophorese-Gelen, Objekttr&auml;gern und Dias. LED Lichtquelle mit 5300 K (&plusmn;270 K). Betrieb mit 6 x 1,5 V AAA Batterien (inkl.).  
Leuchtfäche (BxT): 125 x 100 mm  
Farbtemperatur: 5300 K  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen (BxTxH): 158 x 150 x 14 mm

Breite Leuchtfäche mm	Tiefe Leuchtfäche mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art Hilfsenergie	Menge pro VE	Bestell Nr.
125	100	158	150	14	Batterie	1	9.151 511

Zubeh&ouml;r:  
Mini Vergr&ouml;serungsglas